

2021年1月14日

お客様各位

メデラ株式会社
ヒューマンミルク事業部
東京都渋谷区笹塚 2-26-2 13F
03-3373-3450

ニップルフォーマー使用説明書誤記の訂正とお詫び

日頃より、メデラ製品をご愛用いただき誠にありがとうございます。
このたび、ニップルフォーマーの使用説明書におきまして、記載内容に誤りがございました。
深くお詫び申し上げますとともに、下記の通り訂正させていただきます。

記

■対象商品:

ニップルフォーマー(製品番号:008.0214)

■対象印刷物:

使用説明書

■訂正内容:

(誤) 産後も、授乳と授乳の間に着用することができます(授乳を開始する30分から1時間前まで)。

(正) 産後も、授乳と授乳の間に着用することができます(授乳前の30分～1時間)。

(誤) 水を沸騰させそのまま3-5分煮沸消毒を行います。

(正) 水を沸騰させそのまま5分ほど煮沸消毒を行います。

以上

お客様からのお問い合わせ先:

メデラ お客様相談窓口

【電話】フリーダイヤル 0120-413920

(受付日時:月・水・金 10:00-15:00) ※土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇除く

【メール】 info@medela.jp