

メデラさく乳器 製品スペック比較表

スイング・マキシ電動さく乳器



スイング・マキシ フレックス電動さく乳器  
※ネット限定販売



フリースタイル電動さく乳器



ソロ電動さく乳器



ハーモニー手動さく乳器  
エッセンシャルズバック



ハーモニー手動さく乳器



さく乳スタイル	電動 / ダブルポンプ(両胸同時)	電動 / ダブルポンプ(両胸同時)	電動 / ダブルポンプ(両胸同時)	電動 / シングルポンプ(片胸交互)	手動 / シングルポンプ(片胸交互)	手動 / シングルポンプ(片胸交互)
さく乳頻度	毎日	毎日	毎日	時々	一時的、もしくは週に数回のみ	一時的、もしくは週に数回のみ
吸引圧レベル	9段階	9段階	9段階	9段階	----	----
電池	充電式バッテリー (USB電源アダプター付)	単4電池×6本 (ACアダプター付)	充電式バッテリー (ACアダプター付)	充電式バッテリー (USB電源アダプター付)	----	----
モーター本体重量	339g	284g(電池使用時)	370g(充電バッテリー込)	258.9 g	----	----
その他機能	従来品と比較して音が静か	ACアダプターと電池の両方で使える	カウントアップタイマー / バックライト付き モニター、バックライト付きモニター&ボタン	コンパクトサイズ 静音設計	----	----
特徴	両胸同時で時短さく乳！ 効率性No.1*のダブル電動さく乳器 *当社比	効率性の高い ダブルポンプ電動さく乳器	小型で高性能の ダブルポンプ電動さく乳器	片手で簡単操作！ スタイリッシュな片胸用電動さく乳器	左右どちらの手でも使える 握りやすく使いやすい 回転式ハンドルデザイン	左右どちらの手でも使える 握りやすく使いやすい 回転式ハンドルデザイン
自然なさく乳を実現する 2フェーズさく乳テクノロジー	○	○	○	○	○	○
授乳用乳首付属	×	×	○ 授乳用乳首カム付属	×	○ 授乳用乳首Sサイズ 付属	×
新形状 パーソナルフィット フレックス さく乳口 付属	○ Sサイズ(21mm)とMサイズ (24mm) の 2サイズ同梱	○ Sサイズ(21mm)とMサイズ (24mm) の 2サイズ同梱	×	○ Mサイズ (24mm) 同梱	○ Mサイズ (24mm) 1サイズ同梱	○ Mサイズ (24mm) 1サイズ同梱
おすすめポイント	両胸同時さく乳で、時短！ 最新のフレックスさく乳口、コネクターを搭載。従来のパーソナルフィットさく乳口と比較して、より快適に、より多くの母乳をさく乳できます。さらに、コネクターの部品が少なくなっ、お手入れも簡単。 シンプルなボタン操作で、自然で優しいさく乳が可能です。 充電式なので、コンセントの前だけでなく、好きな場所でさく乳できます。	両胸同時さく乳で、時短！ 最新のフレックスさく乳口、コネクターを搭載。従来のパーソナルフィットさく乳口と比較して、より快適に、より多くの母乳をさく乳できます。さらに、コネクターの部品が少なくなっ、お手入れも簡単。 シンプルなボタン操作で、自然で優しいさく乳が可能です。	場所、時間を選ばずママをサポート バックライト付モニター & ボタンで赤ちゃんが眠っている暗い部屋でもさく乳ができます。カウントアップタイマー付で経過時間や設定状況をデジタル表示。吸引圧を記録するメモリー機能で操作も簡単。充電式バッテリーで外出先でもさく乳できます。	最新のフレックスさく乳口、コネクターを搭載。従来のパーソナルフィットさく乳口と比較して、より快適に、より多くの母乳をさく乳できます。さらに、コネクターの部品が少なくなっ、お手入れも簡単。 シンプルなボタン操作で、自然で優しいさく乳が可能です。 充電式なので、コンセントの前だけでなく、好きな場所でさく乳できます。	最新のフレックスさく乳口を搭載。握りやすく使いやすく、疲れにくいデザイン。左右どちらの手でも使える回転式ハンドルデザイン。軽量で小型でバッグに収まる便利なさく乳器です。場所を選ばず快適にさく乳できます。母乳パッド4枚のサンプルと、母乳保存バッグ4枚のサンプル、授乳用乳首Sサイズが同梱されています。	最新のフレックスさく乳口を搭載。握りやすく使いやすく、疲れにくいデザイン。左右どちらの手でも使える回転式ハンドルデザイン。軽量で小型でバッグに収まる便利なさく乳器です。場所を選ばず快適にさく乳できます。